

△ HelpSoq ▽



Armverlenger Gebruikershandleiding

CE    
 www.helpsoq.nl

De Armverlenger is een extra hulpmiddel voor het aantrekken van Therapeutische Elastische Kousen (TEK), ook wel steunkousen genoemd. U gebruikt de Armverlenger samen met het elektrische HelpSoq On apparaat.

Armverlenger Gebruikers handleiding

www.helpsoq.com 

De Armverlenger is een extra hulpmiddel voor het aantrekken van Therapeutische Elastische Kousen (TEK), ook wel steunkousen genoemd. U gebruikt de Armverlenger samen met het elektrische HelpSoq On apparaat.

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig en volledig, voordat u de Armverlenger gebruikt. Als er schade ontstaat door het negeren van de instructies, is de garantie niet meer van toepassing.

Voorzichtigheid

- De Armverlenger mag alleen worden gebruikt door personen ouder dan 12 jaar. Personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of personen met gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht het apparaat gebruiken.
- Bij gebruik door, of in de buurt van kinderen is extra aandacht vereist. De Armverlenger mag door kinderen niet als speelgoed worden gebruikt. Kinderen mogen de Armverlenger niet reinigen of onderhouden.
- De Armverlenger heeft bewegende delen die uw haar, kleding en vingers kunnen beknellen. Wees voorzichtig bij het gebruik ervan.
- Gebruik de Armverlenger niet voor andere doeleinden dan alleen voor het aantrekken van therapeutische elastische kousen (TEK) samen met het elektrische HelpSoq On apparaat.
- Onderhoud: de Armverlenger kan worden gereinigd met een klamvochtig microvezeldoekje. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het apparaat gemorst worden, neem ook dit dan af met een microvezeldoekje.
- De Armverlenger voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door reparatiepersoneel van HelpSoq. Ontoereikende, ongekwalificeerde reparatiewerkzaamheden kunnen schadelijk zijn voor de Armverlenger.
- De Armverlenger is ontworpen voor dagelijks gebruik, om de meest voorkomende TEK-kousen aan te trekken (zie lijst op helpsoq.com/kousen) samen met het elektrische HelpSoq On apparaat.

Problemen oplossen

De Armverlenger maakt een ‘losse’ indruk, alsof er iets niet vast zit.

De Armverlenger hoort inderdaad een losse, soepele indruk te maken. Het toestel is bedoeld om met u en de kous mee te bewegen. Dat gevoel dat er iets los zou zitten, kan dus geen kwaad. Alles zit immers goed vast.

Een van de beugels met handvatten van de Armverlenger gaat los van het toestel.

De beugels met handvatten van de Armverlengers zijn stevig vastgeklikt aan het toestel. Mocht er onverhoopt toch een van de beugels losgaan, dan zijn deze weer tamelijk eenvoudig vast te klikken in de kunststof geleiding van het toestel. Blijft dit gebeuren, neem dan contact met ons op.

Kan ik met de Armverlenger de kous ook weer uittrekken?

De Armverlenger is alleen maar geschikt voor het aantrekken van uw kousen. Voor het uittrekken zijn er weer andere hulpmiddelen beschikbaar.

Hoe kunt u de Armverlenger het best schoonmaken?

Het apparaat kan worden gereinigd met een klam-vochtig microvezeldoekje. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het apparaat gemorst zijn, neem ook dit dan af met een microvezeldoekje.

Mocht een van bovenstaande adviezen geen oplossing bieden, neem dan contact op met onze serviceafdeling. Onze klantenservice is tijdens kantooruren bereikbaar via +31 800-3377337 (NL) en uiteraard ook via mail: info@helpsoq.com

Contact met onze supportafdeling

Voor alle overige vragen of correspondentie kunt u contact opnemen met ons servicecentrum via:

 HelpSoq Servicecentrum
Hondiusstraat 28C, 6827DE Arnhem (NL)
Tel. +31 800-3377337 (Netherlands)
Tel. +31 85 400 7744 (Internationaal)
Online: helpsoq.nl/support

Volg onze blogs op helpsoq.nl/nieuws om op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten en ervaringen.

Deze handleiding is met zorg samengesteld door HelpSoq B.V. HelpSoq is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onvolkomenheden of fouten in deze handleiding. Het is geen aanvulling op de algemene voorwaarden en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De volledige HelpSoq service- en garantievoorwaarden die van toepassing zijn op uw toestel zijn gedeponeerd bij de KvK in Nederland. De laatste versie van deze garantievoorwaarden kunt u opvragen via onze serviceorganisatie. De voorwaarden kunnen ook rechtstreeks worden gedownload van helpsoq.nl/support.

Hoe de Armverlenger te gebruiken?

Volg deze stappen nadat u de kous heeft opgerold op de ring, met behulp van de het elektrische HelpSoq On apparaat:

1. Plaats de Armverlenger naast de HelpSoq op tafel. Of een andere gemakkelijke plek in uw nabijheid.
2. Indien de ring met opgerolde TEK kous nog op het HelpSoq toestel zit, plaats dan uw duimen bovenop het toestel en til met uw vingertoppen de ring met de kous van de HelpSoq.
3. Uw vingertoppen voorkomen dat de kous al van de ring af begint te glijden.
4. Kijk in de ring om te zien aan welke zijde het kousen-weefsel van de hiel zit. Zo zit aan de andere zijde de opening voor de tenen (of bij sommige kousen: gesloten tenen).
5. Beweeg de ring met de opgerolde kous in de richting van de armverlenger (fig. A) en laat ring met de kous daarop in de armverlenger glijden. De tenen (of open tenen) van de kous moeten daarbij aan de open zijde van de Armverlenger terechtkomen.
6. De Armverlenger klemt daarbij de ring met de kous vast, de kous kan er niet meer af glijden (fig. B).
7. Neem de Armverlenger nu bij de handvatten en plaats het toestel op de vloer, naast uw voeten. De handvatten staan nu naar u toe, en de open zijde van de Armverlenger van u af. De ring met de kous zit vast in de cirkel.
8. Stap nu met uw voet behoedzaam in de kous. Door de handvatten te bewegen (naar voor, achter, links of rechts) kunt u dit instappen enigszins begeleiden. Zorg dat de hak van de voet ook mooi in de hak van de kous valt. Als die goed op de plek zit, voelt u dit meteen (fig. C).
9. Nu de voet goed in de kous zit, kunt u de handvatten optillen, zo hoog als wenselijk of mogelijk is (fig. D). De kous zal daarbij afrollen op uw been.
10. Is de kous met ring hoog genoeg, dan zet u de Armverlenger weer op de vloer. En kunt deze loslaten. Nu heeft u de handen vrij om de ring vast te pakken en helemaal omhoog te trekken.
11. De kous rolt nu helemaal af op uw been, totdat er geen kous meer op de ring zit (fig. E). Breek dan de ring open en haal de twee delen van uw been. Daarna kunt u deze twee delen weer aan elkaar klikken en op de HelpSoq zetten voor de andere kous.
12. U heeft zo de kous kunnen aantrekken, zonder te moeten bukken.
13. Herhaal nu alle handelingen uit de gebruiksaanwijzing voor de HelpSoq, voor het aantrekken van de tweede kous.

